

Beta-2-microglobulina en orina

Instruccions de recollida:

1. En llevar-se i abans d'orinar, rentar-se les mans amb aigua i sabó i els genitals amb aigua abundant, sense sabó.
2. Obrir el contenidor de recollida i posar la tapa amb la cànula mirant cap amunt.
3. Rebutjar el primer raig d'orina al W.C., recollir el següent en el contenidor i acabar d'orinar en el W.C.
4. Tancar el contenidor amb la tapa blava i portar-ho al centre d'extracció (Programar la petició a Consultes Externes del hospital).
5. Alcalinitzar l'orina amb 1 gota de NaOH 0.01 mol/L o amb 0.5 g de bicarbonat sòdic/5ml d'orina.