


## Paràsits en femta


### Mini Parasep® SF


GUÍA PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECEs


- 3 tubos transparentes con líquido en su interior
- 3 cucharillas verdes unidas a un tubo cónico

**Instrucciones de uso:**


**1**  Recoger las heces en un recipiente limpio y seco (cuña, orinal o similar, bolsa de plástico, por ejemplo), que no contenga restos de jabones ni desinfectantes. **No usar heces contaminadas con agua, orina o papel higiénico.**

**2**  Desenroscar el tapón del envase que contiene líquido y colocarlo en una superficie plana para evitar derrames. Desechar el tapón.


**3**  Utilizar la cucharilla verde que está unida al tubo cónico para coger una muestra del centro de las heces sin que queden restos de muestra en el exterior de la cucharilla (ver ejemplo en las imágenes de abajo).




NIVEL DE CUCHARA  
**BIEN**




RESTOS EN EL EXTERIOR  
**MAL**




EXCESO DE MUESTRA  
**MAL**



EXCESO DE MUESTRA CON RESTOS EN EL EXTERIOR  
**MAL**


**4**  Introducir la cucharilla con muestra de heces dentro del envase con líquido (Nota: no separar la pala del tubo cónico que lleva en su parte posterior) y cerrar enroscando fuertemente, (debe quedar como en la figura 4).

Guardar el envase dentro de la 'bolsa A', conservar a temperatura ambiente (no en frigorífico) con el extremo cónico hacia arriba hasta que se entregue al laboratorio o centro de salud.

**5**  Lavarse bien las manos con agua y jabón.

**6** Es necesario recoger un total de 3 muestras de heces de días distintos según le indiquen en el centro de salud. Repetir los pasos 1-5 para cada toma de muestras.

**¡Importante!**



El contenido líquido de los recipientes es tóxico (AlcorFix™). **NO INGERIR.**

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20. Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua y consultar inmediatamente con un servicio médico.

**Notes:**

1. Es recomana una dieta exempta de fibres, durant tres dies, abans de la recollida. No menjar maduixes, figues, peres, pomes, tomàquets, llegums secs o verds, pa amb llavors (segó, sèsam, etc).
2. No utilitzar laxants ni supositoris.
3. No cal guardar la mostra en nevera.

- L'horari d'entrega de mostres és de dilluns a divendres de 07:00h a 11:00h, excepte dies festius. Entregar a l'administrativa de laboratori.
- Pot entregar-ho el pacient o algun altre familiar/usuari en el seu nom amb la targeta sanitària del pacient i/o petició corresponent.
- No s'acceptarà cap mostra mal recollida, facilitant un nou recipient per a realitzar una nova entrega.