



RECOLLIDA CALPROTECTINA I ELASTASA EN FEMTA




Mantenir el tub en posició vertical, descarregar el tap blanc i extreure el bastonet.

UIII! No descargoli el tap blau.




Introduir la punta del bastonet dins de la femta i girar abans de tornar a treure-la. Repetir el procediment entre 3 i 5 posicions diferents fins a omplir completament les ranures.



Introduir el bastonet amb cura dins del tub i empènyer fins a la posició final de bloqueig. (Notarà i sentirà dos clics).

UIII! Introduir el bastonet dins el tub només una vegada!



Agitar vigorosament durant uns segons. Conservar a la nevera fins al seu lliurament al centre sol·licitant.

- L'horari d'entrega de mostres és de dilluns a divendres de 07:00h a 11:00h, excepte dies festius. Entregar a l'administrativa de laboratori.
- Pot entregar-ho el pacient o algun altre familiar/usuari en el seu nom amb la targeta sanitària del pacient i/o petició corresponent.
- No s'acceptarà cap mostra mal recollida, facilitant un nou recipient per a realitzar una nova entrega.