

INSTRUCCIONS RECOLLIDA ORINA ESPONTÀNIA PER ITS

No orinar les 2 hores prèvies a la recollida de la mostra.



1

Abans d'orinar, rentar-se les mans amb aigua i sabó i els genitals amb aigua abundant, sense sabó.



2

Obrir el contenidor de recollida i posar la tapa amb la cànula mirant cap amunt. PRECAUCIÓ: no tocar la cànula de la tapa.



3

Recollir el **primer raig d'orina** en el contenidor.



4

Tancar el contenidor i invertir de 3 a 5 vegades.



5

Retirar l'adhesiu de la tapa.



6

No destapar el tub.



7

Pressionar el tub de tap blanc sobre l'agulla gris fins que el tub estigui ple. Retirar i portar al centre.



El tub necessari per la realització de la prova és el del tap blanc.

- L'horari d'entrega de mostres és de dilluns a divendres de 07:00h a 11:00h, excepte dies festius. Entregar a l'administrativa de laboratori.
- Pot entregar-ho el pacient o algun altre familiar/usuari en el seu nom amb la targeta sanitària del pacient i/o petició corresponent.
- No s'acceptarà cap mostra mal recollida, facilitant un nou recipient per a realitzar una nova entrega.