

SANG OCULTA EN FEMTA

Recordar:

- Cribratge poblacional CCR i pacients asimptomàtics: 1 mostra.
- Pacients simptomàtics (diagnòstic): 3 mostres.


Informació que cal saber:

- No realitzar la prova si presenta hemorroides sagnants o menstruació fins que no hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang.
- Evitar la contaminació de la femta amb orina.
- No es necessari estar en dejú ni seguir cap dieta abans de la realització de la prova.
- Prendre medicació no interfereix en la realització de la prova.
- No ingerir el líquid del tub. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, la boca o la pell, esbandir amb aigua abundant i, si és necessari, consultar al seu metge.
- Comunicar la pèrdua de la prova o qualsevol entrebanc que hagi sorgit durant la realització de la mateixa al vostre centre de recollida.

INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA DE LA MOSTRA

Per garantir el bon estat de la mostra, recolliu la femta el més proper possible a la data de retorn.

1




Extreure el tub de la bossa verda.

2




Col·locar una capa de paper higiènic al vàter i, si es pot, asseure's de cara al vàter.

3



Desenroscar el tap verd i extreure el bastonet.

4



Posar en contacte la punta del bastonet amb la femta i fer lliscar la puta dibuixant línies horitzontals i verticals.

5



N'hi ha prou amb poca quantitat de mostra. Tingueu cura en mantenir net l'exterior del tub i l'etiqueta.

6



Ficar el bastonet amb cura dins del tub, tapar-lo bé i agitar durant uns segons.

7



Guardar el tub a la bossa verda i retornar-lo, el mes aviat possible, al vostre centre de recollida. Mentrestant, conservar la mostra a la nevera (no congelar).

- L'horari d'entrega de mostres és de dilluns a divendres de 07:00h a 11:00h, excepte dies festius. Entregar a l'administrativa de laboratori.
- Pot entregar-ho el pacient o algun altre familiar/usuari en el seu nom amb la targeta sanitària del pacient i/o petició corresponent.
- En cas de tenir una analítica programada, ho pot portar en el mateix moment.
- No s'acceptarà cap mostra mal recollida, facilitant un nou recipient per a realitzar una nova entrega.